

## ▶ MANGUERAS EQUIPO


- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

**12 MESES DE GARANTÍA**

**¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!**



**L2:** longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

### Información sobre tonos de Gris:

Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo, Planmecha y similares)











Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



Mangueras para Turbina: **Conexión Abierta / Open End**

	<b>Conexión Abierta / Open End</b>	<b>Características</b>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Borden 3 - 3 orificios, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-31A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm - Rizada <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Borden 3 - 3 orificios, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-31A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios, <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A1001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 10,33mm <b>(Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B3000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Negro</p>

	Conexión Abierta / Open End	Descripción
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz – 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B4000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Blanco</p> <p><b>75'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm - <b>Rizada</b> <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>39'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>54'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>54'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>119'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>69'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>69'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B3000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Negro</p> <p><b>69'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B4000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Blanco</p> <p><b>78'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera 2 vías <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> EEUU      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm – <b>Rizada</b> <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7035 +)</p> <p><b>25'80€</b></p> <p><b>HASTA AGOTAR</b></p>

**Conexión Abierta / Open End**

**Características**



**Conexión instrumento:** Manguera 4 vías  
**Conexión equipo:** Abierta

**Origen:** EEUU **Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-007

25<sup>80</sup>€

**Longitud:** 160cm - Rizada  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7035 +)


HASTA AGOTAR

**Mangueras para Turbina: Conector a equipo Cefla (desde 2006)**



**Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber**

**Características**




**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo Cefla® (desde 2006):**  
**Anthos®:** A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Webber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  
**Castellini®:** SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12E2021

296<sup>80</sup>€

**Longitud:** 135cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)  
**Regulación de spray**




**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo Cefla® (desde 2006):**  
**Anthos®:** A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Webber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  
**Castellini®:** SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12G2021

299<sup>80</sup>€

**Longitud:** 120cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)  
**Regulación de spray**




**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo Cefla® (desde 2006):**  
**Anthos®:** A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Webber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  
**Castellini®:** SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12E2022

143<sup>80</sup>€

**Longitud:** 135cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo Cefla® (desde 2006):**  
**Anthos®:** A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Webber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  
**Castellini®:** SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12G2022

138<sup>80</sup>€


**Longitud:** 120cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)

**Mangueras para Turbina: Conector a equipo KaVo®**



**Conector a equipo KaVo®**

**Características**




**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® 1057, 1058\*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (\*Excepto 1058TM Primus Life).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12G6010

156<sup>80</sup>€

**Longitud:** 120cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® 1057, 1058\*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (\*Excepto 1058TM Primus Life).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12E6010

159<sup>80</sup>€

**Longitud:** 135cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® 1057, 1058\*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (\*Excepto 1058TM Primus Life).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12G6011






296<sup>80</sup>€

**Longitud:** 120cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Regulación de spray**

BAJO PEDIDO

## Conector a equipo KaVo®

## Características




	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E6011</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>299<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G6012</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>168<sup>00</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E6012</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>178<sup>00</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G6013</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>312<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E6013</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>318<sup>00</sup>€</b></p> <p style="text-align: right; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Mangueras para Turbina: Conector a equipo Sirona®






## Conector a equipo Sirona®

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, Intego.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO1061A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;"><b>191<sup>80</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Sirona C3, C3+, C6, E3, Intego.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO1062A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 103cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;"><b>191<sup>80</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Sirona Profeel+, C8+, Intego.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO1063A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>(Con filtro aire retorno)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>191<sup>80</sup>€</b></p>
















Mangueras para Turbina: **Conector a equipo Planmeca****Conector a equipo Planmeca****Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO1071B</b> (Ref. Planmeca: J2600265-11)</p>	<p><b>Longitud:</b> 103cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Resistencia:</b> 820 Ohm</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO1072B</b> (Ref. Planmeca: J2600203-8)</p>	<p><b>Longitud:</b> 90cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Resistencia:</b> 560 Ohm</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO1073B</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 93cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Resistencia:</b> 430 Ohm</p>

Mangueras para Ultrasonidos: **Conexión Abierta / Open End**

Conexión Abierta / Open End			Características
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1100</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B2100</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1110</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B2110</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1111</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)	<b>161<sup>´80</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1120</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)	<b>131<sup>´80</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1130</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)	<b>131<sup>´80</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1200</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B2200</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>
	<b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-71B1210</b>	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)	<b>88<sup>´00</sup>€</b>













Conexión Abierta / Open End		Características
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B2210</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>88'00€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>141'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1220</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>131'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1230</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>131'80€</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U007</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>39'80€</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U010</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>50'80€</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>39'80€</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U009</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> <p><b>50'80€</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Mectron, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3031C</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm</p> <p><b>140'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> TKD (conexión TKD), sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71A2400</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>64'80€</b></p>

## Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo KaVo®













## Conector a equipo KaVo®

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz,  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6202</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6202</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6203</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6203</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>





## Conector a equipo KaVo®

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6222</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>Regulación de spray</b></p> <p><b>338´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6222</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>Regulación de spray</b></p> <p><b>338´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6223</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>178´00€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6223</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>168´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6224</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>Regulación de spray</b></p> <p><b>348´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6224</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>Regulación de spray</b></p> <p><b>348´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6101</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>128´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6101</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>128´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>148´00€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>148´00€</b></p>

## Conector a equipo KaVo®

## Características






	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6111</b>      <b>178<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6111</b>      <b>178<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6112</b>      <b>188<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6112</b>      <b>188<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Cefla (desde 2006)








## Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E2100</b>      <b>128<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G2100</b>      <b>108<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E2120</b>      <b>188<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G2120</b>      <b>198<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E2200</b>      <b>108<sup>00</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>

## Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber

## Características



	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G2200</b> <span style="float: right;"><b>128'00€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E2220</b> <span style="float: right;"><b>178'00€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G2220</b> <span style="float: right;"><b>178'00€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E2221</b> <span style="float: right;"><b>348'00€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G2221</b> <span style="float: right;"><b>348'00€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Planmeca













## Conexión a equipo Planmeca

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4020A</b> (Ref. Planmeca: J2900263-16) <span style="float: right;"><b>175'80€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 93cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Diámetro:</b> 7mm  <b>Resistencia:</b> 1300 Ohm</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4021A</b> (Ref. Planmeca: J2900263-16) <span style="float: right;"><b>175'80€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 93cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Diámetro:</b> 9mm  <b>Resistencia:</b> 1300 Ohm</p>

## Conexión Abierta / Open End

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1006**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p><b>98'00€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2006**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p><b>98'00€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1001**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Terminal giratorio:</b> 540° ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p><b>138'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2001**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Terminal giratorio:</b> 540° ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p><b>138'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2 IR, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>93'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2 IR, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>93'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>94'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>94'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED, con y sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2005</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>87'80€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED con y sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2004</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>198'00€</b></p>


BAJO PEDIDO

## Mangueras para Micromotores: Conector a Chirana / Open End



## Conexión Abierta / Open End

## Características

	<b>Conexión instrumento:</b> Micromotor Chirana CH660 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)
	<b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses <b>Ref.:</b> <b>40-51B1201</b>	<b>161<sup>80</sup>€</b>

## Mangueras para Micromotores: Conector a KaVo® / Open End


## Conexión Abierta / Open End


## Características

	<b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K190, K196, K197 y K200 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)
	<b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses <b>Ref.:</b> <b>40-51B1201</b>	<b>161<sup>80</sup>€</b>


RUMAR 


	<b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K192 y K201 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)
	<b>Origen:</b> Alemania <b>Fabricante:</b> MK-dent <b>Garantía:</b> 6 meses <b>Ref.:</b> <b>05-HO2028A</b>	<b>219<sup>80</sup>€</b>

	<b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K192 y K201 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)
	<b>Origen:</b> Alemania <b>Fabricante:</b> MK-dent <b>Garantía:</b> 6 meses <b>Ref.:</b> <b>05-HO2028C</b>	<b>219<sup>80</sup>€</b>

	<b>Conexión instrumento:</b> KaVo K700, KL700 Y KL701 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)
	<b>Origen:</b> Alemania <b>Fabricante:</b> MK-dent <b>Garantía:</b> 6 meses <b>Ref.:</b> <b>05-HO2027B</b>	<b>168<sup>00</sup>€</b>

HASTA AGOTAR

	<b>Conexión instrumento:</b> KaVo K700, KL700 Y KL701 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)
	<b>Origen:</b> Alemania <b>Fabricante:</b> MK-dent <b>Garantía:</b> 6 meses <b>Ref.:</b> <b>05-HO2027A</b>	<b>168<sup>00</sup>€</b>

	<b>Conexión instrumento:</b> KaVo K700, KL700 Y KL701 <b>Conexión equipo:</b> Abierta	<b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b>
	<b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD) <b>Garantía:</b> 12 meses <b>Ref.:</b> <b>40-51B1202</b>	<b>281<sup>80</sup>€</b>

RUMAR 

## Mangueras para Micromotores: Conector a Cefla (desde 2006)













## Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Weber

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 IR</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E2002</b> <span style="float: right;"><b>148<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 IR</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G2002</b> <span style="float: right;"><b>158<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 Isolite/LED</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E2006</b> <span style="float: right;"><b>174<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 Isolite/LED</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G2006</b> <span style="float: right;"><b>185<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E2005</b> <span style="float: right;"><b>164<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G2005</b> <span style="float: right;"><b>178<sup>00</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E2004</b> <span style="float: right;"><b>184<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Terminal giratorio</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G2004</b> <span style="float: right;"><b>196<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Terminal giratorio</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <b>polivalente</b> con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E2003</b> <span style="float: right;"><b>184<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <b>polivalente</b> con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla* (desde 2006):</b>  <b>Anthos*:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber*:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini*:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G2003</b> <span style="float: right;"><b>196<sup>80</sup>€</b></span></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>



















Mangueras para Micromotores: **Conector a equipos KaVo®**






Conector a equipo KaVo®		Características
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K192 y K201 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO2034A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>254<sup>80</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K192 y K201 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058 y 1078</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO2035A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>254<sup>80</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b></p> <p><b>218<sup>00</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b></p> <p><b>218<sup>00</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b> <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>318<sup>00</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b> <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>324<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b></p> <p><b>208<sup>00</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b></p> <p><b>214<sup>80</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6231</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b> <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>350<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200 <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6231</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Terminal giratorio</b> <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>350<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**Conector a equipo KaVo®**

**Características**

 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6300</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>211<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6300</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>216<sup>80</sup>€</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6301</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>375<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6301</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>381<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6310</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>222<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6310</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>228<sup>00</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6311</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>386<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6311</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>392<sup>80</sup>€</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipos Sirona®**




Conector a equipos Sirona®		Características
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 e Isolite 300 <b>Conexión equipo:</b> A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3020A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>293<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3 <b>Conexión equipo:</b> C8+</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3013B</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3 <b>Conexión equipo:</b> A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3015A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40 <b>Conexión equipo:</b> M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3016A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Terminal giratorio:</b> 400°</p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> NSK TI-MAX M40 <b>Conexión equipo:</b> A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO3014B</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>	

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipo Planmeca**

Conector a equipo Planmeca		Características
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3 <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4012A</b> (Ref. Planmeca: J10044908-1)</p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL9002) <b>Terminal giratorio:</b> 400° <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, <b>Polivalente</b> <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4013A</b> (Ref. Planmeca: J10044909-1)</p>	<p><b>Longitud:</b> 98cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL9002) <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, <b>Polivalente</b> <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4014A</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 90cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p> <p><b>282<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>	
 <p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200 y Chirana Medical CH660, con luz <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>05-HO4015A</b> (Ref. Planmeca: J10007954-4)</p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p> <p><b>175<sup>80</sup>€</b></p>	

### Conector a equipo Planmeca

### Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO4017A</b> (Ref. Planmeca: J10007954-4)      <b>282<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 101cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO4018A</b>      <b>282<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 101cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm  <b>(Especial Kart)</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Origen:</b> Alemania      <b>Fabricante:</b> MK-dent      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 05-HO4019A</b> (Ref. Planmeca: 5180.982.00)      <b>282<sup>80</sup>€</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>




**PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS**

## Accesorios y conectores para mangueras



### Descripción

### Características

	<p>Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2</p> <p><b>Ref.: 40-010</b>      <b>12<sup>80</sup>€</b></p>	
	<p>Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina</p> <p><b>Ref.: 40-006</b>      <b>15<sup>80</sup>€</b></p>	
	<p>Kit conector manguera a unidades KaVo (Serie 1)</p> <p><b>Ref.: 40-020</b>      <b>53<sup>80</sup>€</b></p>	

## Mangueras para Jeringa



	Descripción	Características
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera para jeringa, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-61A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>38<sup>00</sup>€</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera para jeringa 6F con luz/calefacción, <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Ref.:</b> <b>43-8123</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 150cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>47<sup>70</sup>€</b></p> <p><b>HASTA AGOTAR</b></p>

## Mangueras para lámparas fotocurado







	Conexión Abierta / Open End	Características
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Lámpara TKD Moon, compatible lámpara Castellini T-LED <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-91A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>52<sup>80</sup>€</b></p>

## Mangueras para pedales

	Descripción	Características
	<p>Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías. Sin conectores <b>Funda de silicona</b></p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>37-241</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 180cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>50<sup>80</sup>€</b></p> <p><b>HASTA AGOTAR</b></p>
	<p>Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos. Sin conectores</p> <p><b>Ref.:</b> <b>44-850</b></p>	<p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7035+) <b>Aséptico</b> <b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p> <p><b>14<sup>80</sup>€/metro</b></p>

## Tubos de medios para mangueras

	Descripción	Características
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p>Ref.: <b>44-520</b></p> <p><b>2<sup>90</sup>€/metro</b></p>	<p><b>Diámetro:</b> 2,8mm  <b>Color:</b> Verde  <b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m  <b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p>Ref.: <b>44-521</b></p> <p><b>2<sup>90</sup>€/metro</b></p>	<p><b>Diámetro:</b> 2,8mm  <b>Color:</b> Amarillo  <b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m  <b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p>Ref.: <b>44-525</b></p> <p><b>2<sup>10</sup>€/metro</b></p>	<p><b>Diámetro:</b> 1,4mm  <b>Color:</b> Azul  <b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m  <b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p>Ref.: <b>44-526</b></p> <p><b>2<sup>10</sup>€/metro</b></p>	<p><b>Diámetro:</b> 1,4mm  <b>Color:</b> Amarillo  <b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m  <b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>